

SOLUTION D'AIDE AU POSITIONNEMENT (établissement de soins)

GLISSER, ROULER, PIVOTER, NE PAS SOULEVEZ ! Saviez-vous que la mobilisation du patient est un risque de blessure pour le patient et le soignant. Réaliser la mobilisation adéquatement grâce à nos outils de positionnement et diminuer vos risques de TMS et des ulcères de pression/plaies. Il demeure toutefois difficile de respecter les limites sécuritaires même dans les meilleures conditions.

- **SOLUTION DE POSITIONNEMENT AU LIT (toute catégorie)**

Les coussins de positionnement permettent la mise en place et rapide de différentes postures contribuant notamment à réduire la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques qui pourraient être à **risque d'ulcère/plaie**.

Conçu également pour offrir un meilleur sommeil dans de meilleures postures.

Vous pouvez, opter pour plusieurs positions. Les plus utilisés sont le décubitus latéral et le dorsal. La position idéale est le décubitus dorsal, tête et pied du lit relevé à 30 degrés aussi appelé semi-flower 30 degrés.

La position décubitus latéral 30 degrés est la meilleure position pour réduire au maximum les points de pressions. Le décubitus ventral tant qu'à lui est souvent mal toléré. Il est utilisé par des patients habitués et ne présentant aucune contre-indication. Nous préconisons beaucoup plus la position en décubitus semi-ventral à 30 degrés que vous pourrez reproduire avec notre coussin de positionnement latéral 30 degrés

Nous vous invitons à consulter notre section Prévention des ulcères/plaies, vous y trouverez plusieurs informations complémentaires

- Coussin de positionnement latéral 30 degrés, plus grand que 165 cm : VCP11CIC

Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son traitement Age + antibactérien, il n'y aura aucun risque de développement de micro-organismes.

Assurez-vous que le sacrum n'est pas en appui !

- Coussin Universel 1 Code : VCP02CIC

Placer le coussin entre vos membres inférieurs afin d'éviter tout contact douloureux avec les condyles fémoraux.

Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son traitement Age + antibactérien, il n'y aura aucun risque de développement de micro-organismes.

- Coussin universel 2 Code : VCP03CIC

Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son traitement Age + antibactérien, il n'y aura aucun risque de développement de micro-organismes.

- Coussin demi-lune Code : VCP09CIC



Dégager l'épaule homolatérale en écartant légèrement le membre supérieur

Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son traitement Age + antibactérien, il n'y aura aucun risque de développement de micro-organismes.

- Coussin de positionnement orthopédique dorsal Code : RSDD-24247, RSDD-242410

Favorise une meilleure respiration (toux, bronchite, emphysème)
l'inclinaison favorise le dégagement de la cage thoracique et
élimine les troubles digestifs (brûlement d'estomac, reflux gastrique)

- Coussin de positionnement orthopédique jambe arrondi Code :
RSDD-24247HAR, RSDD242410HAR